

Klinisk mikrobiologi
Kundansvarig
08-585 825 79 eller 08-517 749 92

Märkning av prov till Klinisk mikrobiologi, Elektronisk beställning

Placera alltid etiketten med streckkod längs med röret så den går att skanna. Se nedan.



När **två etiketter** för en analys skrivs ut vid beställning (feces, sputum och TB). Placera en etikett på provet och en etikett på transporthylsan/burken.



När **en etikett** skrivs ut vid beställning. Placera streckkodsetikett på provröret och vid behov, den lilla nummeretiketten på transporthylsan/burken.