

2011-05-05

Patientanvisning för Clostridium difficile, virus och parasiter (Cystor/maskägg och Cryptosporidier)

Inför provtagningen behövs

- Remiss
- Fecesrör med sked
- Transporthylsa
- Om provet ska skickas med post behövs:
Transportkuvert, adresserat och frankerat



Fecesrör med sked och transporthylsa

Provtagning

Observera, vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.

1. Både Fecesröret och transporthylsan ska vara märkt med namnetikett eller nummeretikett från remissen, alternativt skriv ditt namn och personnummer.
2. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll Fecesröret med 3-4 skedar avföring. Sätt tillbaka skeden i Fecesröret och skruva på locket.
3. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.
4. Fyll i datum och tid för provtagningen, på remissen. Kontrollera att numret på provtagningsrör och remiss överensstämmer.
5. Lämna provet snarast, helst samma dag, på närbeläget närvårdslaboratorium.
6. Om provet ska skickas med post.
Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna på närmaste postkontor.
Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.
OBS, prov för Clostridium difficile bör vara på laboratoriet inom 12 timmar.