


Patientanvisning för klamydia-undersökning, urin

Inför provtagningen behövs

- Remiss, Mikrobiologi
- Plastmugg
- Klamydiaset för urin, med rör och pipett
- Transporthylsa
- Om provet ska skickas med post behövs: transportkuvert, adresserat och frankerat



Plastmugg



Klamydiaset för urin



Transporthylsa

Provtagning

Provet ska helst tas på morgonen eller tidigast två timmar efter att du senast kissade.

1. Märk röret med namn och personnummer eller med nummeretikett som finns på remissen.
2. Kissa cirka 2 cm i plastmuggen, det är viktigt att den allra *första* urinen kommer med.
3. Håll röret upprätt och knacka det försiktigt på en plan yta för att ta bort droppar i skruvlocket.
4. Skruva av locket på röret. Sug upp urinen med pipetten och fyll röret tills urinmängden är mellan de svarta strecken. Skruva på locket ordentligt och vänd röret 3-4 gånger så att urin och reagens blandas väl.
5. Stoppa röret i transporthylsan.
6. Lämna provet snarast på närbeläget närvårdslaboratorium.
7. Om provet ska skickas med post.
Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna på postkontoret.