

2009-11-30


## Patientanvisning för klamydia - Undersökning, vaginalsekret i urin

### Inför provtagningen behövs

Plastmugg

Rör och pipett


Provpinne till vaginalprov



### Provtagning

1. Kissa ca 2 cm i plastmuggen. Det är viktigt att den allra *första* urinen kommer med.
2. Håll röret upprätt och knacka försiktigt röret på en plan yta.
3. Skruva av locket på röret. Sug upp urinen med pipetten och fyll röret tills urinmängden är mellan de svarta strecken.

4. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.



5. Sätt pinnen i urinprovet och snurra runt den kraftigt. Kasta pinnen!
6. Skruva på locket och vänd röret 3-4 gånger.