

Rekommenderad rörordning Biobank och rörmärkning



Rörmärkning

Etiketten ska placeras ovanpå rörets befintliga etikett, ej omlott. På 5 ml röret ska etiketten placeras så långt upp mot korken som möjligt.

Det är viktigt att det finns ett ”tomt fönster” på röret för att vi ska kunna hantera provet under biobankningsprocessen.

Rörordning vid både klinisk beställning och biobanksbeställning/ar:

1. Citratrör, klinisk beställning
2. Citratrör, biobanksbeställning
3. Övriga rör, klinisk beställning (enligt normal rekommenderad rörordning)
4. Övriga rör, biobanksbeställning/ar (enligt normal rekommenderad rörordning)
5. PAXgene (Blod RNA) tas alltid sist enligt rörordningen. Provtas endast PAXgene rör välj ett valfritt slaskrör (ej PAXgene rör).

Rörordning vid endast biobanksbeställning:

1. [Samtliga rör enligt normal rekommenderad rörordning.](#)