

Rengöring av öroninsatsen (proppen)

Öroninsatsen är gjord efter ditt öra och skall ha en bra passform. Om den känns för stor eller gör ont i örat kan detta justeras hos insatstillverkaren. Var noga med att hålla insatsen ren, annars riskerar du att få hudirritationer i hörselgången och ljudet i din hörapparat kan upplevas som svagare.

Hörapparaten tål inte vatten men hålls ren genom att torkas av med en torr trasa.

Insatsen ska däremot rengöras regelbundet med vatten.

Så här rengör du insatsen:



1. Ta loss öroninsatsen från hörapparaten



2. Lägg insatsen i ljummet vatten med en mild tvållösning



3. Rengör kanalerna i insatsen med en mellanrumstandborste



4. Skölj proppen noga under rinnande vatten så att diskmedlet eller tvållösningen försvinner



5. Blås ut eventuellt vatten som kan ha samlats i kanalerna och plastslangen



6. Torka av insatsen med en mjuk trasa och låt insatsen lufttorka i några timmar



7. Sätt ihop insatsen med hörapparaten.

Vissa hörapparater har mikrofonfilter som måste bytas, se bruksanvisningen som tillhör hörapparaten.