



Bilder på provtagningsmateriel för drogtest

Beställ provtagningsmateriel och remisser i Webbutiken, karolinska.se/lab/webbutik


Drogtest i urin för arbetslivet

	Beskrivning	Information
	Drogtestkit för urin	Ett drogtestkit innehåller 3 rör (drogtest urin, gul skruvkork), 1 urinmugg med temprensa och 1 remiss "Drogtest för arbetslivet" inklusive beställar-/kombikakodetikett



Drogtest i urin för sjuk-och missbruksvården

	Beskrivning	Information
	Drogtest urin, gul skruvkork	Gul kork

Drogtest i saliv med Quantisal

	Beskrivning	Information
	Drogtestkit för saliv (Quantisal)	2 kit krävs för A- och B-prov till företagshälsovården Debiteras

Drogtest i saliv med Greiner Bio-One

	Beskrivning	Information
	<p>Drogtestprodukter för insamling med Greiner Bio-One.</p> <p>Används tillsammans med överföringsrör med orange kork.</p>	<p>För provtagning beställ "Extraktionsrör med blå kork och gul vätska" och "bägare med överföringsanordning. Art.nr. 9011 Debiteras.</p> <p>Efter överföring av salivprov till överföringsrör (se nedan) kan extraktionsrör och bägare kastas i hushållssopor.</p>
	<p>Drogtestprodukt överföringsrör som skickas till laboratoriet efter insamling.</p>	<p>Saliv överföringsrör orange kork. Art.nr. 9012 Debiteras.</p> <p>Obs! För insamling av "Drogtest för arbetslivet" krävs 2 överföringsrör med orange kork.</p>