

Ärende/Dnr:  
2022-04-25

## Інструкції для пацієнтів щодо Калпротектин/Еластас у калі

### Перед тим, як робити відбір проби необхідно

- Направлення або електронне замовлення
- Фекальна трубка або фекальна баночка з ложкою
- Транспортний рукав
- Якщо зразок буде надіслано поштою, вам потрібно:  
Транспортний конверт, адресований та франкований



### Відбір проб

1. На пробірці з фекаліями (внутрішній пробірці) має бути написано ім'я або номер, або напишіть своє ім'я та номер соціального страхування.
2. Зібрати кал на аркуш паперу або в ємність. Використовуйте ложку і наполовину заповніть пробірку з фекаліями. Вставте ложку назад у пробірку для калу і закрутіть кришку.
3. Вставте трубку в транспортну втулку та міцно закрутіть кришку. Зберігати зразок в холодному місці (від +2 до +8 градусів) в очікуванні транспортування.
4. Якщо ви отримали паперове направлення: заповніть дату та час для відбору зразків на направленні. Перевірте, чи збігається номер пробірки для відбору зразків і направлення.
5. Здати пробу в лабораторію протягом 2 днів.
6. Якщо зразок буде надіслано поштою: помістіть зразок і направлення в транспортний конверт і залиште в найближчій поштовій скриньці. Уникайте п'ятниці та за день до свята, оскільки на наступний день пошта не надходить.