

Ärende/Dnr:
2022-04-25

Інструкції для пацієнта, забір слини-кортизолу

ПРИМІТКА! Нічого в роті (ані їжі, напоїв, нюхального табака) за 30 хвилин до відбору проб.

1. Зніміть ковпачок і зніміть ватний тампон.
2. Збирайте як слід зі слиною в роті.
3. Тримайте ватяний валик у роті, поки згорток не промочиться (1-2 хвилини).
4. Покладіть назад ватний тампон.
5. Закрийте кришку.
6. Зразок зберігають у холодильнику та залишають у лабораторії протягом трьох діб.

