

2022-04-28
Ukrainska
Patientanvisning
Fecesprov med Fecesrör

Інструкція для пацієнтів для аналізу на *Clostridium difficile*, *Helicobacter pylori*, вірусів і паразитів

Перед відбором проб необхідно

- Реміс/ направлення лікаря
- Пробірка для калу з ложкою
- Транспортний контейнер
- Якщо зразок повинен бути відправлений поштою, потрібно: транспортувати конверт з адресою і порто



Аналіз

Зверніть увагу, що в разі повторного відбору проб зразки повинні бути взяті в різні дні.

1. Пробірка для калу і транспортний контейнер повинні бути позначені міткою імені або з міткою номера, що вказаний в направленні або напишіть своє ім'я та номер соціального страхування на трубіці.
2. Збирайте кал на аркуші паперу або в ємності. Ложкою і наповніть пробірку для калу 2-3 ложками калу. Покладіть ложку назад в пробірку для калу і пригвинтіть кришкою.
3. Помістіть трубу в транспортний контейнер. Тримайте зразок холодним (від +2 до +8 градусів) в очікуванні транспорту.
4. Заповніть дату відбору проби на направленні .
5. Залиште зразок якомога швидше, бажано в той же день в найближчій місцевій лабораторії.
6. Якщо зразок повинен бути відправлений поштою:

Покладіть зразок і направлення в транспортний конверт і залиште в поштової скриньці або на пошті. Уникайте п'ятниці або за день до свята, оскільки пошта не доставляється на наступний день.