

2022-04-28
Ukrainska
Patientanvisning
Fecesprov med Transwab

Інструкція пацієнта з дослідження бактерій в фекаліях

Перед відбором проб необхідно

- Реміс/ направлення лікаря
- TRANSWAB фіолетовий тест-набір, з паличкою і пробіркою
- Транспортний контейнер
- Якщо зразок повинен бути відправлений поштою, потрібно: транспортувати конверт з адресою і порто



Аналіз

Зверніть увагу, що в разі повторного відбору проб зразки повинні бути взяті в різні дні.

1. Позначте пробірку та транспортний контейнер з включеною міткою імені або з міткою номера, що вказаний в направленні або напишіть своє ім'я та номер соціального страхування на трубці.
2. Відкрутіть фіолетову пробку на пробірці.
3. Зразок можна взяти, прокручуючи паличку біля отвору прямої кишки відразу після дефекації перед витиранням папером . Слідкуйте за тим, щоб на паличці був кал, досить невеликої кількості калу на кінчику палички.
4. Покладіть палицю в трубку, розламайте паличку об край пробірки і закрутіть пробку.
5. Помістіть трубу в транспортний контейнер. Тримайте зразок холодним (від +2 до +8 градусів) в очікуванні транспорту.
6. Заповніть дату відбору проби на направленні .
7. Залиште зразок якомога швидше, бажано в той же день в найближчій місцевій лабораторії.
8. Якщо зразок повинен бути відправлений поштою:

Покладіть зразок і направлення в транспортний конверт і залиште в поштової скриньці або на пошті. Уникайте п'ятниці або за день до свята, оскільки пошта не доставляється на наступний день.