

Instrument / reagens

Temperaturintervall för instrument

HemoCue, Glu	15-27 °C
HemoCue, Hb	18-30 °C
Clinitek, U-testremsa	18-30 °C
Quikreadgo, CRP	15-35 °C
Cobas 232, D-dimer	18-32 °C
CoaguChek Pro II	12-32 °C

Rekommenderad temperaturhållning för reagensförvaring

HemoCue, Glu RT kuvetter	15-30 °C
HemoCue, Hb kuvetter	15-30 °C
Clinitek, U-testremsa	15-30 °C
CRP, korkar och buffert	18-25 °C eller kyl
Cobas 232, teststicka	15-25 °C eller kyl
CoaguChek PT Test	2-30 °C