

## Justerat CRP-reagens till QuikRead go

Leverantören till QuikRead go har utfört en ny kalibrering av CRP-reagenset.

Justeringen innebär ingen skillnad på låga CRP-nivåer, men uppvisar en marginell ökning vid högre CRP-nivåer. Ökningen motsvarar ca 3 mg/L vid ett CRP-värde runt 70, vilket motsvarar den höga kontrollnivån.

Reagensförpackningar med kalibrerad lot skickas från MediCarrier i samband med er nästa beställning.

För att undvika att ni får underkända kontroller pga justeringen behöver era kontrollistor för CRP på QuikRead go att bytas ut. PNA-sektionen skickar ut ett nytt kontrollblad med justerat kontrollintervall på den höga kontrollnivån till varje användare med QuikRead go.

För ej nätverksanslutna instrument behöver ni kontakta PNA-supporten för justering av kontrollens intervall innan ni noterar resultatet i Unity Web.

Har ni frågor kring förändringen, kontakta PNA-supporten.

---

### SAMMANFATTNING

- \* Omkalibrerat CRP-reagens till QuikRead go skickas från MediCarrier
  - \* Justerade tillåtna gränser för den höga kontrollnivån
  - \* Nätverksanslutna instrument: Nytt kontrollblad skickas ut
  - \* Icke nätverksanslutna instrument: Nytt kontrollblad skickas ut, kontakta PNA-supporten för justering av kontrollnivå i Unity Web
- 

Med vänlig hälsning

PNA-supporten

PNA-sektionen, Klinisk kemi, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Tel 08-123 910 69

E-post: [KUL-PNA-support.karolinska@regionstockholm.se](mailto:KUL-PNA-support.karolinska@regionstockholm.se)

Besök gärna vår hemsida [www.karolinska.se/pna](http://www.karolinska.se/pna)