

Klinisk Kemi och
Laboratorier för närvård och preanalys

Patientanvisning för urinsamling (dygnsmängd) med saltsyra för bestämning av:

Särskilda föreskrifter:

Observera!

Dunken innehåller 20 mL 6M saltsyra (frätande). Förvaras oåtkomligt för barn.
Kissa inte direkt i dunken.

Förberedelser:

Använd endast godkända dunkar
som hämtas på laboratoriet eller mottagningen.

All urin samlas i dunken med tillsats under 24 timmar.

Om du av misstag kissar direkt i toaletten under
samlingsperioden betraktas urinsamlingen som misslyckad.
Tag kontakt med laboratoriet eller mottagningen för att få en
ny dunk och börja samlingen på nytt.



Gör så här:

Kissa i toaletten på morgonen (till exempel kl. 07:00). **Denna urin sparas inte.**
Anteckna tiden.

Därefter samlas **all urin** under de följande 24 timmarna i dunken.

Kissa morgonen därpå (till exempel kl. 07:00). **Denna urin sparas också i dunken.**
Anteckna tiden.

Förvara gärna dunken svalt under samlingstiden.
För vissa prover **måste** dunken förvaras svalt.

Observera att dunken endast får fyllas till strecket (1,5 liter). Är dygnsmängden mer
än 1,5 liter måste samlingen ske i flera dunkar.

Dunken/dunkarna märks med namn, personnummer, datum samt samlingstiden
och lämnas därefter till laboratoriet.