


Rör och burkar för mikrobiologi – lathund

För utförliga instruktioner för provtagning, se provmaterial och provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab

Sterilt provrör	Fecesarör	Sputumburk	Plastflaska ren med ytterhylsa.	Centrifugrör koniskt, PS (polystyren)
				
<p>Urin, punktat, csv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bakterieodling - Svampodling - Virusdiagnostik - Legion/Pneumok -Ag - GBS-Ag 	<p>Feces</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clostridioides difficile - Helicobacter - Parasiter, - Strongyloides - Norovirus/GE virus 	<p>Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bakterieodling - Bakterieodling CF - Mykobakterier/TB 	<p>Vätskor, större mängd för Mykobakterier och TB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urin - Ventrikelskölvätska 	<p>Cerebrospinalvätska till Klinisk kemi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csv-Celler - Csv-Albumin - Csv-Spektrofotometri - Csv-Proteinfraktioner - Csv-ACE