







## TRANSWAB, rör och burk – lathund

För utförliga instruktioner för provtagning, se provmaterial och provtagningsanvisningar på [www.karolinska.se/lab](http://www.karolinska.se/lab)

TRANSWAB lila	TRANSWAB orange	TRANSWAB blå	Sterilt provrör	Fecesarör	Sputumburk
					
<p>Sår, svalg, feces, blåsor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakterieodling</li> <li>- Svampodling</li> <li>- MRSA, VRE, ESBL</li> <li>- Bakteriell fecesdiagnostik</li> <li>- HSV 1/2-DNA (Herpes)</li> <li>- Varicella zoster-DNA</li> </ul>	<p>Uretra, ögon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakterieodling</li> <li>- Svampodling</li> </ul>	<p>Nasofarynx</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakterieodling</li> <li>- ChlamMycopPert</li> <li>- Corona SARS-CoV-2</li> <li>- Influensa/RS</li> <li>- Övriga luftvägsvirus</li> </ul>	<p>Urin, punktat, csv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakterieodling</li> <li>- Svampodling</li> <li>- Virusdiagnostik</li> <li>- Legion/Pneumok -Ag</li> <li>- GBS-Ag</li> </ul>	<p>Feces</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clostridioides difficile</li> <li>- Helicobacter</li> <li>- Parasiter,</li> <li>- Strongyloides</li> <li>- Norovirus/GE virus</li> </ul>	<p>Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakterieodling</li> <li>- Bakterieodling CF</li> <li>- Mykobakterier/TB</li> </ul>