






2022-11-24

Genitala prov – lathund

För utförliga instruktioner för provtagning, se provmaterial och provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab

Klamydiaset urin (cobas)	Klamydiaset, cervix (cobas)	Sterilt provrör	TRANSWAB lila	TRANSWAB orange
				
Urin cervix- och vaginalsekret i urin - Klamydia-Gc -DNA	Cervix- rektum, svalg- och ögonsekret - Klamydia-GC-DNA	Urinprov - Bakteriekodning, urin - Mycoplasma genitalium-DNA - Ureaplasma-DNA	Cervixsekret, Blåsor (herpes) - Bakteriekodning - Gonokocker, odling - Mycoplasma genitalium- DNA - Ureaplasma-DNA - HSV 1/2-DNA	Uretrasekret - Bakteriekodning - Gonokocker, odling - Mycoplasma genitalium- DNA - Ureaplasma-DNA