


2022-12-15

 Arabiska  
 Patientanvisning för  
 klamydiaundersökning, urin

عيادة علم الأحياء

## تعليمات للمرضى بشأن فحص الكلاميديا، البول



كوب بلاستيكي  
 طقم فحص  
 الكلاميديا  
 للبول  
 علبة النقل

- يتطلب ما يلي قبل أخذ العينات
- مذكرة إحالة طبية
  - كوب بلاستيكي
  - طقم فحص الكلاميديا للبول، مع أنبوب وماصة
  - علبة النقل
  - إذا كان سيتم إرسال العينة بالبريد فيتطلب:  
 مظروف للإرسال مكتوب عليه العنوان مع دفع رسم البريد

### أخذ العينات

يُفضل أن تؤخذ العينة في الصباح أو بعد ساعتين بعد أدنى من آخر تبول.

1. قم بتعليم الأنبوب وعلبة النقل عن طريق كتابة الاسم والرقم الشخصي أو بملصق مكتوب عليه الرقم المذكور في مذكرة الإحالة الطبية.
2. تبول في كوب بلاستيكي لحوالي 2 سم، ومن المهم أن تكون هذه الكمية هي أول بول عند بدء التبول.
3. حافظ على الأنبوب بوضع مستقيم واطرق عليها برفق على سطح مستو لإزالة أي قطرات قد تكون موجودة في الغطاء.
4. فك غطاء الأنبوب. قم بمص البول من الكوب البلاستيكي باستخدام الماصة واملأ الأنبوب حتى تصل كمية البول بين العلامات الموجودة عند الأسهم السوداء. قم بلف الغطاء وغلّق الأنبوب جيداً وامزج العينة عن طريق رجها 3 - 4 مرات.
5. قم بوضع الأنبوب داخل علبة النقل.
6. يُرجى تسليم العينة في أقرب وقت ممكن، في أقرب مختبر للرعاية الصحية.
7. إذا كان سيتم إرسال العينة بالبريد.  
 قم بوضع العينة ومذكرة الإحالة الطبية داخل مظروف الإرسال ثم قم بوضعه داخل صندوق البريد أو بأحد مكاتب البريد.