

Upute/Uputstvo za pacijente u vezi testiranja prisustva klamidije, urin

Prije uzimanja uzorka potrebno je slijedeće:

- Uputnica/Uput
- Plastična čaša
- Set za uzimanje brisa na klamidiju, sa posudom i pipetom
- Transportna epruveta
- U slučaju da treba poslati uzorak poštom, potrebna je: transportna koverta sa adresom i plaćenom poštarinom

Plastična
čašaSet za
uzimanje
brisa na
klamidiju

Transportna epruveta

Uzimanje uzorka

Uzorak se uzima ujutro ili najranije dva sata nakon što ste poslednji put mokrili.

1. Označite posudu i transportnu epruvetu sa imenom i osobnim identifikacionim/matičnim brojem, ili etiketom sa brojem- sa uputa.
2. Pomokriti se cca 2 cm u plastičnu čašu, važno je da se uhvati prvi urin.
3. Držite posudu uspravno, kucnite je pažljivo o neku ravnu površinu kako bi kapljice sa poklopca kliznule prema dolje.
4. Odvrnite poklopac sa posude. Usisajte urin sa pipetom i punite posudu dok količina ne dostigne nivo između linija kod crnih strelica. Dobro zavrnite poklopac i promiješajte uzorak tako što ćete okrenuti posudu 3-4 puta.
5. Ubacite posudu u transportnu epruvetu.
6. Uzorak dostavite što je prije moguće, najbližem/oj laboratoriju/i (närvårdslaboratorium)
7. Ako se uzorak šalje poštom.
Ubacite uzorak i uputnicu/uput u kovertu za transport, i ubacite je u poštansko sanduče ili je odnesite do pošte. Izbjegavajte da šaljete petkom ili danom prije neradnog, jer se pošta ne dijeli slijedećeg dana.