

Klamydia tanısı: idrar tahlili için hasta talimatları

Örnek almadan önce gereklidir

- Sevk kâğıdı
- Plastik bardak
- Klamydia seti: İdrar için tüp ve pipet
- Taşıma kılıfı
- Örnek posta yoluyla gönderilecek ise:
Adres yazılı ve pulu yapışık sevkiyat zarfı



Plastik
bardak

İdrar için
Klamydia seti

Taşıma kılıfı

Örnek alma

Tercihen ilk sabah idrarı ya da idrara çıktıktan en erken iki saat sonra yapılan idrar alınmalıdır.

1. Tüp ve taşıma kılıfını isim ve kimlik numarası ile ya da sevk kâğıdının numara etiketi ile işaretleyin.
2. Plastik bardağın içine yaklaşık 2 cm kadar idrar yapın; ilk gelen idrarın alınması önemlidir.
3. Tüpü dik tutun.
4. Tüpün kapağını çıkarın ve pipet yardımıyla siyah oklardaki çizgiler arasına gelene kadar idrarla doldurun. Kapağı sıkıca kapatın ve tüpü 3-4 kez döndürerek karıştırın.
5. Tüpü taşıma kılıfının içine sokun.
6. Örneği en kısa zamanda en yakın sağlık ocağı laboratuvarına bırakın.
7. Örnek posta yoluyla gönderilecek ise:
Örneği ve sevk kâğıdını zarfın içine koyun ve bir posta kutusuna atın ya da postaneye bırakın.