


Ärende/Dnr:  
2018-10-02

## Patientanvisning, provtagning Saliv-Kortisol

**OBS!** Ingenting i munnen (varken mat, dryck eller snus) 30 minuter före provtagning.

1. Avlägsna den blå korken och ta ur bomullsrullen.
2. Samla ordentligt med saliv i munnen.
3. Ha bomullsrullen i munnen tills rullen är genomfuktad (1-2 minuter).
4. Lägg tillbaka bomullsrullen.
5. Sätt på den blå korken igen.



Var noga med att prov från tillfälle 1 placeras i avsett rör märkt för tillfälle 1 osv.