

Kasta provpinnen efter provtagning för coronavirus SARS-CoV-2-RNA

Bakgrund

För att effektivare provflöde vid analys av coronavirus SARS-CoV-2-RNA nasofarynx och svalg påminner vi om rutinen att kasta provpinnen efter provtagning.

Gäller för


- Prov för Coronavirus SARS-CoV-2 från nasofarynx och svalg.

Provtagning:

- Ta provet enligt ordinarie rutin för nasofarynx- eller svalgprov

Efter provtagning:


- Stoppa pinnen i provröret och snurra pinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder.



- Ta ur och kasta provpinnen innan du skruvar på locket.



- Duscha eller torka av provet med ytdesinfektion innan transport till laboratoriet.



För övriga prover, se provtagningsanvisningar för utförlig instruktion på www.karolinska.se/lab

För frågor kontakta

Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet: 08-517 719 99

Kundansvarig Klinisk mikrobiologi: Carina Ejebro 08-585 825 79