

Till provtagare av laboratorieanalyser i TakeCare

- Förändringar i TakeCare:s beställningar av laboratorieanalyser

Den 18 november uppdaterar Karolinska Universitetslaboratoriet analysortimentet för elektroniska beställningar i TakeCare.

Information finns även på karolinska.se/analyiskatalog

Preliminära datum för kommande uppdateringar 2021:

19 maj

24 november

För mer information om våra nya analyser, v.g. se nyheterna på karolinska.se/lab samt provtagningsanvisning för respektive analys

Innehållsförteckning

Provhantering.....	2
Nya analyser	2
Förändringar av befintliga analyser.....	3
Nedlagda analyser	4
Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriet.....	6

Provhantering

Följande analyser har förändringar i provtagning, provhantering eller provtagningsmateriel.

Var god se respektive provtagningsanvisning för mer information.

Ändrad analys	Kort information	Utförande laboratorium
Anlagsbest, porfyri [DNA-analyser, porfyri, porfyriutredning]	Namnbyte på provtagningskärl till "lila"	CMMS
Cystin - (B)Lkc		
DNA-analyser, medf met sjukd - DNA		
DNA-analyser, porfyri - DNA		
Enzymanalyser, medf met sjukd - B		
Fettsyror, fria - fP		
Porfyriutredning, -B/-DNA [DNA-analyser, porfyri, Porfyriutredning]		
Biobankning av DNA (från vätska)	Namnbyte på provtagningskärl till Grad centr kon, PP	Klinisk genetik
Specialkoagulationsanalyser	Nytt provrör, 2 st Na- citratrör ljusblå propp 5 mL plaströr som drar 2,7 mL	Klinisk kemi och KUL 24Sju
P-ACTH	Provet behöver inte längre tas på isbad. Hållbar 2 timmar i rumstemperatur.	

Nya analyser

För mer information om våra nya analyser var god se respektive provtagningsanvisning samt nyheter på Karolinska.se/lab

Ny analys	Kort information	Utförande laboratorium
Biobankning av RNA (PAXgene-rör)	Nya analyser med specialrör och speciell provtagningsinstruktion	Klinisk genetik
Genetisk labutredning (RNA-analys)		
PGD Embryoanalys	Ny analys för PGD och Embryoanalys	
P-HIT-ak IgG	Ny analys, ersätter tidigare HIT analys.	Klinisk kemi och KUL24Sju
P-Protein	Endast avsedd för studier	
Pleura-Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering 16S,ITS	Nytt provmaterial	Klinisk mikrobiologi
Pleura-Bakterie-DNA, sekvensering (16S)		
Pleura-Svamp-DNA, sekvensering (ITS)		
Övr-Bakterieodling, CF		

Förändringar av befintliga analyser

Om någon av dessa analyser eller grupper finns i en grupp ni själva har skapat, behöver analysen åter läggas till i vårdenhetens egna grupper.

Ändrad analys	Kort information	Utförande laboratorium
Cystin -(B)Lkc	Vg se provtagningsanvisningarna	CMMS
Bröstpatologi – Operationspreparat	Justering av obligatoriska uppgifter	Klinisk patologi och cytologi
Neuropatologi - Biopsi i fixeringslösning	Justering av obligatorisk uppgift	
Neuropatologi - Biopsi ofixerad/färsk	Justering av obligatoriska uppgifter.	
Histopatologi – Biopsi i fixeringslösning	Ny valbar bild för Retroperitoneum	
Histopatologi – Biopsi i fixeringslösning		
Histopatologi – Biopsi ofixerad/färsk		
Histopatologi – Op-preparat i fixeringslösning		

Justering av analysnamn

Tidigare analysnamn	Nytt analysnamn	Utförande laboratorium
Saliv-Amfetamin/Ecstasy	Saliv-Amfetaminer	Klinisk farmakologi
Saliv-Drogtest	Saliv-Stor drogtest	
Saliv-Heroin/Morfin	Saliv-Opiater	
Urin-Amfetamin/Ecstasy	Urin-Amfetaminer	
Urin-Amfetamin/Ecstasy BC	Urin-Amfetaminer BC	
Urin-Heroin/Morfin	Urin-Opiater	
Urin-Heroin/Morfin BC	Urin-Opiater BC	
Urin-Missbruksläkemedel	Urin-Läkemedel och växtdroger, screening	
Myeloid NGS-panel (tex TruSight)	Myeloid NGS-panel	Klinisk genetik
TruSight T-celler	Myeloid NGS-panel T-celler	
Csv-Neuro-ak panel	Csv-Autoimm encef-ak	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Csv-Paraneoplastiska-ak Blot Liqvor	Csv-Neuro-ak Blot(Hu,Ri,Yo,GAD,Amph,Tr,m.fl)	
S-Myosit-ak specialistanalys	S-Myosit ak(Jo1,SRP,MDA5,TIF1,Ku,Mi2,m.fl)	
S-Neuronala-ak MAG IgM	S-MAG-ak IgM	
S-Neuronala-ak panel	S-Autoimm encef-ak	
S-NMOSD-ak panel IFL	S-NMOSD-ak (Aquaporin-4, MOG)	
S-Paraneopl-ak panel	S-Paraneoplastiska-ak	
S-Systemisk scleros Blot	S-Sklerodermi-ak(RNAPIII,Th,Fibr,Ku,m.fl)	
Punktion Drop in Solna – Finnålspunktion	Punktion Solna - Finnålspunktion	Klinisk patologi och cytologi
Punktion Drop in SöS - Finnålspunktion	Punktion SÖS - Finnålspunktion	

Nedlagda analyser

Dessa analyser kommer inte att vara beställningsbara från den 18 november.

Nedlagda analyser som eventuellt finns vårdenhetens egna grupper försvinner per automatik

Nedlagd analys	Kort information	Utförande laboratorium
5- Oxoprolin, behandlingskontroll - fP	Analysen utgår ur sortimentet	CMMS
Trimetylamnuri - Pt(U)	Utgår tillfälligt ur beställnings-sortiment pga Corona.	
Urin-växtdroger	Analysen har slagits samman med Urin-läkemedel.	Klinisk farmakologi
Luft-Drogtest	Analysen utgår	Klinisk farmakologi
BRCA1/BRCA2 screening	Utgår, ersätts av "Genpanel för ärftlig bröstcancer" där generna ingår	Klinisk genetik
fP-Somatostatin	Utgår ur sortimentet	Klinisk kemi och KUL24Sju
S-Galectin 3		
S-IGFBP-1		
S-P1NP		
S-ST2		
U-DPD		
U-DPD/Krea		
U-NTx		
U-NTx/Krea		
fP-VIP	Utgår ur sortimentet. Prov kan skickas till Uppsala för analys, se deras anvisningar	
fP-Pankreas polypep	Analysen utgår ur sortimentet. Prov kan skickas till Linköping, analyseras då som P/S--CT-proAVP, se deras anvisningar	
fP-Vasopressin	Analysen utgår ur sortimentet. Prov kan skickas till Lund för analys, se deras anvisningar.	
S-HE4	Gruppen upphör, fP-Pankreastatin kan beställas som enskild analys.	
Peptid-screening 3	Utgår som plasmaanalys, kan beställas som serumanalys fS-Gastrin	
fP-Gastrin	Alternativa analyser är U-pH (remsa) och Pleura-pH	
X-pH	Analysen utgår ur sortimentet Prov kan skickas till Sahlgrenska, se deras anvisningar.	
S-Interleukin-1-beta		
Csv-Interleukin-10		
Csv-Interleukin-1-beta		
Csv-Interleukin-6		
Csv-Interleukin-8		
Csv-TNF-alfa		
S-Interleukin-10		
S-Interleukin-8		
S-TNF-alfa		

Nedlagd analys	Kort information	Utförande laboratorium
S-Abachiträ-ak (IgE)	Utgår ur sortimentet	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
S-Alkalase-ak (IgE)		
S-Chymopapain IgE		
S-Fiskmat A. salina IgE		
S-Fiskmat Tetramin IgE		
S-Fiskmat, Daphnia IgE		
S-Fänkålsfrö IgE		
S-Födoämnesmix 11 IgE		
S-Födoämnesmix 12 IgE		
S-Födoämnesmix 9 IgE		
S-Guava IgE		
S-Hirs, japansk IgE		
S-Histon-ak (IgG)		
S-Hjort (epitel)-ak (IgE)		
S-HusdammHollStierLab IgE		
S-Häst kött-ak (IgE)		
S-Kackerlacka, oriental-ak (IgE)		
S-Karambola-ak (IgE)		
S-Kloramin T-ak (IgE)		
S-Kornvivel (Sitopilus granarius)-ak (IgE)		
S-Litchifrukt-ak (IgE)		
S-Maxatase-ak (IgE)		
S-Methyltetrahydroptalic anhydrid-ak (IgE)		
S-Mögelmix 2-ak (IgG)		
S-Nypon-ak (IgE)		
S-Nötinsulin-ak (IgE)		
S-Parakit fjäder-ak IgE		
S-Parakit serum-ak (IgE)		
S-Ren (epitel)-ak (IgE)		
S-Ricinoljafrö-ak (IgE)		
S-Räv epitel-ak (IgE)		
S-Saffran-ak (IgE)		
S-Salvia-ak (IgE)		
S-Savinase-ak (IgE)		
S-Sockerbeta-ak (IgE)		
S-Sudanmygga-ak (IgE)		
S-Svininsulin-ak (IgE)		
S-Tobaksblad-ak (IgE)		
S-Trichosp. pullulans IgE		
S-Abachiträ-ak (IgE)		
BAL-Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering 16S,ITS	Utgår ur sortimentet	Klinisk mikrobiologi
BAL-Bakterie-DNA, sekvensering (16S)		
Enterovirus-Ak - S		
Fusobakterieodling - Svalg		
Svalg-Difteriodling	Utgår ur sortimentet. Använd i stället Bröstpatologi - Operationspreparat	Klinisk patologi och cytologi
Bröstpatologi - Operationspreparat Axill		
Bröstpatologi - Operationspreparat Axill + bild		
Bröstpatologi - Operationspreparat Bröst		
Bröstpatologi - Operationspreparat Bröst + bild		

Information om förändringar i Karolinska Universitetslaboratoriets analysortiment hittar du även på www.karolinska.se/lab sök på "analyskatalog"



Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriet

Har du frågor om ändringarna i analysortimentet?

Kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet:

E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se eller tel: 08-517 719 99