

2020-08-21

Klinisk mikrobiologi

Information för Bakteriekodning, ortopediska implantat - beställning och provhantering

Beställning i TakeCare

Beställ: Bakteriekodning, ortopediskt implantat

Provtagningsmateriel

Beställ burkarna i Webbutiken, www.karolinska.se/lab/webbutik

Steril burk för
implantat, liggande

För t.ex. höftprotes



Steril burk för
implantat, stående

För t.ex. knäprotes




Provhantering

Placera implantatet i lämplig burk och stäng ordentligt.

Lägg burken i en tät plastpåse, för att undvika läckage.
Använd inte tape eller liknande direkt på burken.

För mindre implantat, t.ex. skruvar och plattor, använd
Sterilt provrör eller Sputumburk istället.



Transport

Vid transporttid längre än 3 timmar, till exempel prov från Danderyds sjukhus till Karolinska
Huddinge. Fyll på burken med steril 0.9% NaCl precis så vätskan täcker implantatet.


VIKTIG! Använd inte mer vätska än nödvändigt för att täcka implantatet!

Kontakt för frågor

Kundservice

Karolinska Universitetslaboratoriet

Telefon: 08-517 719 99



Max volym vätska