

Analyssortiment och gränsvärden

Missbrukslaboratoriet, Klinisk Farmakologi

Urin analyser	Gränsvärde (µg/L)		Analyter som detekteras, se provtagningsanvisningarna
	Screening	Verifiering	
Amfetaminer, U-	500	200	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9443
Barbiturater, U-	200	*	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9439
Bensodiazepiner, U-	200	50	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9440
Buprenorfin, U-	5	5	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9441
Cannabis, U-	25	10	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9442
Dextropropoxifen, U-	300	150	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9444
Etylglukuronid, U-	500	500	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9445
Fencyklidin, U-	25	*	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9447
GHB, U-	20	*	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9449
Heroin/Morfin, U- 6-MAM Morfin-3-glu Kodein-6-glu Etylmorfin-6-glu	300	10 400 450 75	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9460
Kokain, U-	150	100	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9453
LSD	0,5	*	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9454
Metadon, U-	300	150	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9457
Oxykodon, U-	200	150	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10180
Spice-metaboliter, U-	5	*	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10026
Tramadol, U-	200	50	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9958
Multimetoder i urin**	Gränsvärde (µg/L)		Analyter som detekteras, se provtagningsanvisningarna
	Screening	Verifiering	
Anabola androgena steroider, U-	10	10	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9438
Internetdroger, U-	50	50	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9983
Missbruksläkemedel och växtdroger, U-	100 (fentanyl, 1)	100 (fentanyl, 1)	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10027

*) Prov skickas till annat laboratorium för analys

***) Enskilda analyter ej möjligt att beställa

Saliv analyser	Gränsvärde (µg/L)		Analyter som detekteras, se provtagningsanvisningarna
	Screening	Verifiering	
Amfetaminer, saliv-	50	4	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10138
Bensodiazepiner, saliv-	20	4	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10138
Cannabis, saliv-	4	4	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10138
Heroin/Morfin, saliv-	40	4	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10138
Kokain, saliv-	20	4	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10138
Multimetoder i saliv**	Gränsvärde (µg/L)		Analyter som detekteras, se provtagningsanvisningarna
	Screening	Verifiering	
Utökad drogtest i saliv (35 analyter)	4 (THC och Buprenorfin, 8)	4 (THC och Buprenorfin, 8)	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10347

**) Enskilda analyter ej möjligt att beställa

Övriga analyser	Gränsvärde (µg/L)	Analyter som detekteras, se provtagningsanvisningarna
Kreatinin, U-	>2 mmol/L	<i>Analyseras i alla urinprover</i>
Kiralt amfetamin (d- och l-amfetamin)	200 µg/L 200–1000 µg/L total amfetamin: 5% L-amfetamin >1000 µg/L total amfetamin: 1% L-amfetamin	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10137
Fosfatidyletanol (PEth), B-	0,05 µmo/L	https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9967