


Instructions relatives au dépistage de sang dans les selles

Prélèvement d'échantillon pour test FOB


1

Collecter un peu de matière fécale directement sur du papier toilette, ou déposer un peu de papier dans la cuvette pour en recueillir dessus.




2

Dévisser le bouchon BLEU du tube de prélèvement et sortir l'écouvillon collecteur. L'embout blanc doit rester intact (réservé au personnel de laboratoire).





3

Plonger l'extrémité de l'écouvillon BLEU à plusieurs endroits dans la matière fécale.




4

Enlever l'excédent de matière en essuyant l'écouvillon doucement avec du papier toilette. Seules les encoches doivent être maculées.



5

Replacer l'écouvillon dans le tube et fermer en vissant soigneusement.



- Il est important de ne *pas* effectuer le prélèvement pendant les règles, en cas d'hémorroïdes hémorragiques ou si l'urine contient du sang. En présence de sang visible dans les selles, ne pas prélever directement dans le sang. Informez-en votre médecin.
- Marquer sur le tube votre nom, votre numéro personnel d'identification et la date du prélèvement.
- L'échantillon peut se conserver 3 jours à température ambiante (au réfrigérateur si délai plus long). Il doit être remis au laboratoire dans les 7 jours suivant le prélèvement. Si la totalité des échantillons ne peut pas être prélevée sous 7 jours, remettre chaque échantillon séparément.
- Trois échantillons consécutifs, prélevés des jours différents, sont nécessaires pour un diagnostic fiable.