

Οδηγίες προς τον ασθενή για Clostridium difficile, ιούς και παράσιτα

Πριν από τη δειγματοληψία χρειάζεται

- Έγγραφο παραπομπής
- Σωλήνας κοπράνων με κουτάλι
- Θήκη μεταφοράς
- Αν το δείγμα πρόκειται να αποσταλεί ταχυδρομικώς χρειάζονται: φάκελος μεταφοράς με διεύθυνση και ταχυδρομικά τέλη



Σωλήνας κοπράνων με κουτάλι και θήκη μεταφοράς

Δειγματοληψία

Σημείωση: σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών, τα δείγματα πρέπει να ληφθούν σε διαφορετικές ημέρες.

1. Τόσο ο σωλήνας κοπράνων όσο και η θήκη μεταφοράς πρέπει να φέρουν σήμανση με επικέτα ονόματος ή ετικέτα αριθμού από το έγγραφο παραπομπής, εναλλακτικά γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό αριθμό σας.
2. Συλλέξτε τα κόπρανα σε ένα χαρτί ή ένα δοχείο. Χρησιμοποιήστε το κουτάλι για να γεμίσετε τον σωλήνα κοπράνων με 2-3 κουταλιές κόπρανα. Επανατοποθετήστε το κουτάλι στον σωλήνα κοπράνων και βιδώστε το πώμα.
3. Εισαγάγετε τον σωλήνα στη θήκη μεταφοράς και βιδώστε γερά το πώμα. Αποθηκεύστε το δείγμα σε δροσερό μέρος (+2 έως +8 βαθμούς) εν αναμονή της μεταφοράς.
4. Συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα της δειγματοληψίας στο έγγραφο παραπομπής.
5. Παραδώστε το δείγμα το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση αυθημερόν, στο εργαστήριο του πλησιέστερου κέντρου υγείας
6. Αν το δείγμα πρόκειται να αποσταλεί ταχυδρομικώς: Τοποθετήστε το δείγμα και το έγγραφο παραπομπής στον φάκελο μεταφοράς και αφήστε τον στο γραμματοκιβώτιο ή στο ταχυδρομείο. Αποφύγετε τις Παρασκευές και τις παραμονές αργιών, δεδομένου ότι δεν γίνεται διανομή αλληλογραφίας την επόμενη μέρα.