



دستورالعمل برای بیماران در مورد خون در مدفوع (هموگلوبین در مدفوع) گردآوری نمونه های آزمایش با آزمایش اف. او. ب.


۱ کمی مدفوع را مستقیماً روی دستمال کاغذی توالت قرار دهید یا کمی دستمال کاغذ توالت را روی صندلی توالت قرار دهید تا مدفوع روی آن قرار گیرد.




۲ در آبی رنگ لوله آزمایش را بیچانید تا باز شود و چوبک آبی همراه را بیرون بیاورید. آن قسمت سفید رنگ باید دست نخورده باقی بماند (این برای استفاده کارکنان آزمایشگاه است).





۳ نوک انتهای چوبک آبی را در چند قسمت از مدفوع قرار دهید.



۴ آن مقدار اضافی مدفوع که بر روی چوبک آبی مانده است را با دقت با دستمال کاغذی توالت پاک کنید. تنها شیارهای روی چوبک بایستی از مدفوع پر شده باشد.



۵ چوبک را در لوله آزمایش قرار دهید و آن را به خوبی بیچانید و ببندید.



- این نکته مهم است که گرفتن آزمایش در زمان قاعدگی، در هنگام بواسیر خونین یا در هنگام وجود خون در ادرار انجام نگیرد.
- اگر خون در مدفوع قابل مشاهده است، نمونه آزمایش را مستقیماً از آن قسمتی که خون در آن هست، بردارید. موضوع را به پزشک خودتان نیز اطلاع دهید.
- نام، شماره شناسائی و تاریخ نمونه برداری را روی لوله آزمایش بنویسید.
- این نمونه آزمایش را می توان ۳ روز در هوای معمولی اتاق (و به مدت بیشتر در یخچال) نگهداری کرد. این نمونه آزمایش بایستی ظرف ۷ روز از تاریخ نمونه برداری به آزمایشگاه تحویل داده شود. اگر نتوان همه نمونه های آزمایش را ظرف ۷ روز تهیه کرد، بایستی هر نمونه آزمایش را جداگانه تحویل داد.
- سه نمونه آزمایش پیاپی که در سه روز گوناگون تهیه شده باشد، برای یک تشخیص مطمئن ضروری است.