

2016-05-30


Spanska

Patientanvisning för klamydiaundersökning,
urin

Instruccion al paciente para test de clamidia, orina

Para la toma de muestra necesita:

- Orden médica
- Vaso plástico
- Kit de orina para clamidia, con tubo y pipeta
- Frasco para transporte
- Si la muestra es enviada por correo, necesitará: sobre especial para transporte de muestras con dirección y franqueo.

Vaso
plásticoKit de orina
para
clamidiaFrasco para transporte
para
clamidia

Toma de muestra

Tome la muestra de preferencia en la mañana o dos horas después de la última orina.

1. Marque el tubo y el frasco para transporte con su nombre y su número de identidad o con la etiqueta numerada de la orden médica.
2. Orine aproximadamente 2 cm en el vaso plástico, es importante incluir las *primeras* gotas de orina.
3. Mantenga el tubo derecho y golpee despacio sobre una superficie plana para eliminar gotas en la tapa rosca.
4. Desenrosque la tapa del tubo. Recoja orina con la pipeta y llene el tubo hasta que el nivel de orina se ubique entre las barras con flechas negras. Enrosque bien la tapa y mezcle la muestra girando el tubo 3 o 4 veces.
5. Deposite la probeta en el frasco para transporte.
6. Entregue la muestra cuanto antes en un laboratorio municipal y/o provincial cercano.
7. En caso de enviar la muestra por correo:
Coloque la muestra y la orden médica en el sobre para transporte y deposite el sobre en un buzón o entréguelo en una oficina de correos.