

2019-06-14

## Provtagningsordning för vakuumrör och blodgasspruta

Nedan följer rörordning vid venös provtagning med vakuumrör.

Rörordningsföljden gäller alltid för blododling samt Na-citratrör med ljusblå propp.

Provtagning i blodgasspruta ska alltid föregås av ett serum- eller Na-heparinrör vid användande av infarter eller blodprovtagningsset även när det tas först i rörordningen.

Provtagning med Tuberkulos antigen (IGRA-rör) föregås alltid av ett Li-heparinrör med gel ljusgrön propp även när det tas först i rörordningen.

FC-Mixture-röret ska tas sist med undantag för SR-röret med svart propp som kan tas sist eller efter Na-citratröret.

1. Blododlingsflaska



2. Na-citrat (koagulationsrör), ljusblå propp



3. Hirudinrör



4. Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp



5. Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp



6. Litium-heparin med gel, ljusgrön propp



7. Tuberkulos-antigen (IGRA-rör)



8. Blodgasspruta



9. Natrium-heparin, mörkblå propp



10. EDTA, lila propp



11. Na-fluorid/K-oxalat, grå propp



12. FC-Mixture, rosa propp  
(Används endast för venös plasmaglukos och läkemedelsanalys Atomoxetin och Metylfenidat)

