

## Provtagningsanvisning, hanteringstid ”U10H”

---

**OBS!** Proverna hanteras omgående vid ankomst till laboratoriet (vid ankomst innan kl. 16:00). Beställningen används vid krav på infrysning inom 10 timmar från provtagning.

Provtagning sker enligt rekommenderad rörordning för Biobanksprover, se anvisning ”Rekommenderad rörordning Biobank”. Proverna får ej tas kapillärt. Rören måste fyllas tills vakuum upphör, urinrör fylls minst till hälften.

Provtagningskärl	Rapportnamn, trivialnamn	Analyskod	Extension
Citratrör <b>glas</b> (drar 4,5 ml), blå propp 5 ml	P-U10H CITRATPLASMA	BBKYC	YC
	P-U10H CITRATPL 2	BBKYC2	Y2
	P-U10H CITRATPL 3	BBKYC3	YF
EDTA-rör, lila propp 5 ml	B-U10H EDTABLÖD	BBKYEB	YB
	B-U10H EDTABLÖD 2	BBKYEB2	Y0
	B-U10H EDTABLÖD 3	BBKYEB3	YE
EDTA-rör, lila propp 5 ml	P-U10H EDTAPLASMA	BBKYEP	YP
	P-U10H EDTAPL 2	BBKYEP2	Y1
	P-U10H EDTAPL 3	BBKYEP3	YK
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp 5 ml	P-U10H LIHEPPL GEL	BBKYLHG	YL
	P-U10H LIHEPPL GEL 2	BBKYLHG2	Y3
	P-U10H LIHEPPL GEL 3	BBKYLHG3	YI
	P-U10H LIHEPPL GEL 4	BBKYLHG4	YD
Na-heparinrör, mörkblå propp 5 ml	P-U10H NAHEPPLASMA	BBKYNH	YN
	P-U10H NAHEPPL 2	BBKYNH2	Y4
	P-U10H NAHEPPL 3	BBKYNH3	YJ
Gelrör, gul propp 5 ml	S-U10H SERUM GEL	BBKYSG	YG
	S-U10H SERUM GEL 2	BBKYSG2	Y6
	S-U10H SERUM GEL 3	BBKYSG3	YH
	S-U10H SERUM GEL 4	BBKYSG4	YO
Rör utan tillsats, röd propp 5 ml	S-U10H SERUM	BBKYS	YS
	S-U10H SERUM 2	BBKYS2	Y5
	S-U10H SERUM 3	BBKYS3	YM
EDTA-rör, lila propp 10 ml	P-U10H EDTAPL 10ML	BBKYE10	YA
	P-U10H EDTAPL 10ML 2	BBKYE102	Y9
Rör utan tillsats, röd propp 10 ml	S-U10H SERUM 10ML	BBKYS10	YT
	S-U10H SERUM 10ML 2	BBKYS102	Y8
Sterilt provrör m rundad botten (skruvkork) 10 ml	U-U10H URIN	BBKYU	YU
	U-U10H URIN 2	BBKYU2	Y7