

Rekommenderade metoder för patientnära analysverksamhet

Listan nedan anger de PNA-metoder för vilka Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder kvalitetssäkringsstöd. Alla metoder är inte lämpliga för alla patientgrupper eller situationer. Om det är lämpligt att införa eller använda en viss PNA-metod måste övervägas i varje enskilt fall.

Enligt nu gällande avtal för SLL kan vissa PNA-instrument tillhandahållas kostnadsfritt förutsatt att användaren har ett avtal om kvalitetssäkringsstöd med Karolinska Universitetslaboratoriet eller annat ackrediterat laboratorium. Innan beställning kontaktas PNA-supporten, KUL-PNA-support.karolinska@sll.se eller 08-123 910 69.

* instrumentet kan anslutas online och rapportera resultat till TakeCare

instrumentet kan tillhandahållas kostnadsfritt

Analys	Metod/Instrument	Användarinstruktion	Kompletterande information
Blodgaser	ABL 800 FLEX	* LNP0652	Kan utöver fullständiga blodgaser och beräknade syra-bas-parametrar även analysera Hb, glukos, laktat samt elektrolyter och i vissa fall även kreatinin och bilirubin
	ABL 90 FLEX	* LNP0809	
	i-STAT®	* LNP0686	
CRP	Afinion™ AS100	*# LNP0680 / LNP0513	
	Afinion™2	*# LNP0830 / LNP0829	
	QuikRead go	# LNP0520	
Glukos	HemoCue® Glukos 201DMRT	*# KEMI2058 / LNP0559	Rekommenderas ej för neonatal-vård
	HemoCue® Glukos 201RT	# LNP0519	
Hemoglobin	HemoCue® Hb 201DM	*# LNP0661 / LNP0563	Stor risk för provtagningsfel vid kapillär provtagning. Ta alltid dubbelprov
	HemoCue® Hb 201	# LNP0506	
F-Hemoglobin (F-Hb)	Actim Fecal Blood test	LNP0819	Immunkemisk metod. Påverkas inte av dietära faktorer, men är mindre känslig för blödning från magsäck eller tunntarm
HbA1c	DCA Vantage™	*# LNP0668 / LNP0546	
	Afinion™ AS100	# LNP0558	
hCG (gravitetstest)	Clinitest U-hCG för Clinitek Status+	*# LNP0766 / LNP0705	
	hCG-U manuellt gravitetstest Unistep, MediGroup	LNP0695	

Rekommenderade metoder för patientnära analysverksamhet

Listan nedan anger de PNA-metoder för vilka Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder kvalitetssäkringsstöd. Alla metoder är inte lämpliga för alla patientgrupper eller situationer. Om det är lämpligt att införa eller använda en viss PNA-metod måste övervägas i varje enskilt fall.

Enligt nu gällande avtal för SLL kan vissa PNA-instrument tillhandahållas kostnadsfritt förutsatt att användaren har ett avtal om kvalitetssäkringsstöd med Karolinska Universitetslaboratoriet eller annat ackrediterat laboratorium. Innan beställning kontaktas PNA-supporten, KUL-PNA-support.karolinska@sll.se eller 08-123 910 69.

* instrumentet kan anslutas online och rapportera resultat till TakeCare

instrumentet kan tillhandahållas kostnadsfritt

Analys	Metod/Instrument		Användarinstruktion	Kompletterande information
Ketoner	FreeStyle Precision Pro	*	LNP0846 / LNP0866	
Mononukleos	Clearview IM II		LNP0697	
PK(INR)	CoaguCheck® XS pro	*	LNP0679 / LNP0428	Endast för kontroll av Waran-behandling. Initial provning av varje enskild patient
	CoaguCheck® Pro II	*	LNP0754 / LNP0753	Endast för kontroll av Waran-behandling. Initial provning av varje enskild patient
Svalg-Streptokocker	OSOM StrepA		LNP0698	
Urinsticka	Multistix 7 för Clinitek Status+	*#	LNP0671 / LNP0707	