

## Information om blodprov/blodkomponenter för annat ändamål än sjukvård

Kontrollmaterial från blodgivare efterfrågas både till forskningsprojekt och till rutindiagnostik. Blodprov/blodkomponenter från blodgivare kan accepteras under förutsättning att:

- ansvarig person och syfte anges.
- diarienummer anges om godkännande krävs från etisk forskningsnämnd för forskningsprojektet.
- volymen, som tappas från en enskild blodgivare inte överstiger 500 mL, (inklusive den tappade blodenheten och blodcentralens obligatoriska tester).
- blodproverna/blodkomponenterna ej är märkta med personuppgifter, endast uppgift om ålder och kön kan lämnas (mot extra debitering)

För att garantera spårbarheten bibehålls tappningsnummer på blodprov/blodkomponenter för forskningsändamål/labbruk.

### **Blodkomponenter**

#### **Beställning:**

görs på elektronisk blankett tillgänglig via den externa hemsidan [www.karolinska.se/lab](http://www.karolinska.se/lab), välj "Immunologi/transfusionsmedicin", **senast kl.10.00 samma dag som leverans**. Bekräftelse av att beställning är mottagen kommer att ske.

Endast blodkomponenter framställda enligt blodcentralens rutinmetoder kan tillhandahållas, ej "lättcentrifugerad" buffy coat eller manuellt pressade blodpåsar.

#### **Leverans:**

i mån av tillgång. Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast kl.15, på Karolinska Huddinge. Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Solna ca kl. 15.30.

**Frågor:** helst via e-post [komponentlab@karolinska.se](mailto:komponentlab@karolinska.se) eller tfn: 08-585 852 22 (från kl. 13).

### **Blodprover**

#### **Beställning:**

görs på elektronisk blankett tillgänglig via den externa hemsidan [www.karolinska.se/lab](http://www.karolinska.se/lab), välj "Immunologi/transfusionsmedicin", **senast 2 dagar innan leveransdag**.

EDTA-rör och rör utan tillsats finns på blodcentralen, övriga typer av rör måste tillhandahållas av beställaren efter överenskommelse.

#### **Leverans:**

i mån av tillgång, på Karolinska Huddinge efter ca kl. 14 eller på Blodcentralen Skanstull efter överenskommelse. Önskas förvaring eller transport vid annan temperatur än rumstemperatur ska detta anges vid beställning.

**Frågor:** helst via e-post: [extraprov@karolinska.se](mailto:extraprov@karolinska.se) eller tfn: 08-616 43 02.