

Virtsankeräyksen (vuorokausivirtsa) potilasohjeet; suolahappolisällä


.....määrittystä varten

Erityisohjeet:

Huomioikaa!

Säiliö sisältää 20 ml 6 mol/l suolahappoa (syövyttävää). Säilytetään lasten ulottumattomilla.

Älä virtsaa suoraan säiliöön.

Valmistelut:Käytä ainoastaan hyväksytyjä säiliöitä,
jotka noudetaan laboratoriosta tai vastaanotolta.Koko virtsamäärä kerätään 24 tunnin aikana säiliöön, johon on
lisätty lisäainetta.Virtsankeräystä pidetään epäonnistuneena, mikäli potilas
keräyksen aikana virtsaa vahingossa suoraan WC-altaaseen.
Ota yhteyttä laboratorioon tai vastaanotolle uuden säiliön
saamiseksi ja keräyksen aloittamiseksi alusta.**Toimi näin:**Rakko tyhjennetään aamulla WC-altaaseen (esimerkiksi klo 07:00). **Tätä virtsaa ei oteta talteen.** Kellonaika merkitään muistiin.Sen jälkeen **koko virtsamäärä** seuraavien 24 tunnin aikana kerätään säiliöön.Rakko tyhjennetään seuraavana aamuna (esimerkiksi klo 07:00). **Myös tämä virtsa säästetään.** Kellonaika merkitään muistiin.Keräysaikana virtsasäiliö säilytetään viileässä.
Säiliö on määrättyjä kokeita varten **säilytettävä** viileässä.**Huomioi** että säiliö täytetään vain viivaan saakka (1,5 litraa). Jos vuorokausivirtsa kertyy enemmän, sitä on säilytettävä useammassa säiliöissä.

Säiliöön/säiliöihin merkitään nimi, henkilönumero, päiväys sekä keräysajankohta, minkä jälkeen se/ne toimitetaan laboratorioon.