

Klinisk kemi och
Laboratorier för n rsv rd och preanalys

F R BARN
Patientanvisning f r urinsamling
(dygnsm ngd) med saltsyra

 OCUKLAR İÇİN

Hidroklorik asitli idrar toplama iřlemine (24 saatte toplanan miktar) iliřkin hastaya y nlendirme bilgileri:

İřlem iin  zel kurallar:

Dikkat!

Bidon (0,5 litre) ieriğinde 4 mL 6M hidroklorik asit vardır (tahriř edicidir).  ocukların ulařamayacağı yerde muhafaza edilir.  ocuk doėrudan bidon iine idrar yapmamalıdır!

Hazırlıklar:

Sadece laboratuvardan ya da hasta kabul servisinden alınan onaylı bidonları kullanınız.

T m idrar, ilave maddeli bidonda 24 saat s reyle toplanır.

İdrarın toplanacağı s re iinde  ocuk yanlıřlıkla tuvalete idrar yaparsa, idrar toplama iřlemi bařarısız olmuř sayılır. Yeni bir bidon almak ve idrar toplama iřlemine yeniden bařlamak iin laboratuvarla ya da hasta kabul servisiyle irtibat kurunuz.

ř yle yapınız:

 ocuk sabah tuvalete idrarını yapsın ( rn., saat 07.00).

Bu idrar muhafaza edilmeyecektir. Saatini not ediniz.

Sonra, bunu izleyen 24 saat s resince **t m idrar** bidonda toplanacaktır.

 ocuk bir sonraki sabah idrar yaptığında ( rn., saat 07.00'de), **bu idrar da bidonda toplanacaktır.** Saatini not ediniz.

İdrarı toplama iřlemi boyunca bidon serin yerde muhafaza edilirse iyi olur. Bazı tahliller iin bidon serin yerde muhafaza **edilmelidir.**

Bidonun sadece izgiye kadar (0,4 litre) doldurulabileceğine **dikkat ediniz.** G nl k idrar miktarı 0,4 litreden fazla ise, toplama iřlemine bařka bidonlarda devam edilmelidir.

Etikete ad, kimlik no, tarih ve toplama s resi yazılarak bidon/bidonlar iřaretlendikten sonra laboratuvara bırakılır.

