


2019-01-09

Bilder på provtagningsmateriel för blodgas

Bild på blodgasspruta	Benämning i Provtagningsanvisning	Beskrivning	Artikelnummer MediCarrier
	Hepariniserad blodgasspruta	Blodgasspruta, 1,7 mL (Radiometer SafePICO med blandningskula)	67719
	Hepariniserad blodgasspruta	Blodgasspruta 3 mL (Enbart för neonatalt bruk 1 mL) (Portex)	45491 (51760)
	Hepariniserad blodgasspruta	Blodgasspruta med kanyl 3 mL (Portex)	60693
	Hepariniserad blodgasspruta	Blodgasspruta med kanyl 1.7 mL Kan användas vid både venös och arteriel provtagning. (Radiometer SafePICO)	25 mm 67718 16 mm 68617 För övriga kanylstorlekar se Medicarrier-katalog
	Hepariniserade kapillärrör för blodgasanalys	Kapillärrör för blodgaser plast Kapillärrör för blodgaser i glas	70 µL 87734 100 µL 87735 125 µL 87736 100 µL 87730 125 µL 87731
	Koagelfilter	Koagelfilter för analys	ABL90 87739 ABL800 87740