

Patientanvisning för Barn, urinsamling (dygnsmängd) med saltsyra

För bestämning av:.....

Särskilda föreskrifter:.....

VARNING!

Dunken innehåller 4 mL 6M saltsyra (frätande).

Förvaras oåtkomligt för barn.

*Barnet får **inte** kissa direkt i dunken.*

Förberedelser:

- Använd endast godkänd dunk som du fått av din vårdgivare.
- All urin samlas i dunken med syra under 24 timmar.
- Om barnet av misstag kissat direkt i toaletten under samlingsperioden är urinsamlingen misslyckad.
- Kontakta din vårdgivare för att få en ny dunk och gör en ny samling.



Gör så här:

- Låt barnet kissa i toaletten på morgonen (till exempel kl 07:00). Denna urin ska **inte** sparas.
- Anteckna vilken tid barnet kissade.
- Efter det samlas allt barnet kissar under 24 timmar i dunken.
- När barnet kissar nästa morgon (till exempel kl 07:00) ska urinen **sparas** i dunken.
- Anteckna vilken tid barnet kissade.
- Förvara dunken svalt under insamlingstiden.
- OBS Vid stora urinmängder kan flera dunkar behövas.
- Dunken får endast fyllas till 0,4 liter.

- Dunken/dunkarna märks med namn, personnummer, datum samt samlingstiden och lämnas därefter till laboratoriet.