

Klinisk kemi

Datum:
2025-03-07Dnr:
kemi 2025-31

Till vårdgivare som beställer F-Hb från
Klinisk Kemi, Karolinska Universitetssjukhuset

För spridning till berörd personal

Information om byte av rör för Feces-Hemoglobin (F-Hb)

Den 21a maj kommer laboratorierna att byta F-Hb-analys till en automatiserad metod. Detta innebär att även provröret byts ut, då det gamla röret endast kan analyseras manuellt.

Information till läkare:

Automatiserat F-Hb kommer att analyseras dagligen alla vardagar, de manuella testkiten kan fortfarande beställas för den som har behov av patientnära analys.


Information till provtagare:

Efter den 21/5 kommer det inte vara möjligt att beställa manuellt F-Hb elektroniskt. Vår förhoppning är att fasa ut den manuella metoden under 2025. Vi ber er därför att inte lämna ut rör med vit kork till patienter där beställning/etikett skapats efter den 21/5.

Vi fortsätter analysera manuella F-Hb så länge som det behövs.

Information till den som beställer provrör:

Vi informerar om detta i god tid för att ni ska ha möjlighet att planera era inköp av F-Hb-rör. De nya rören kan inledningsvis endast beställas från [Karolinskas Webbutik](#), artikelnr 4505. F-Hb-kit för manuell patientnära analys kan beställas från Medicarrier ([artikelnr 96692](#)).

	Från	Till
Rör	Feces-Hb rör, Actim (vit)	Feces-Hb rör, Sentinel (grön)
Analys	F-Hemoglobin (manuell)	F-Hemoglobin
Bild på rör		

Vänliga Hälsningar

Medicinskt Metodansvarig
Maria Farm
Överläkare i klinisk kemi, PhD
Klinisk kemi, MDK
Karolinska Universitetssjukhuset
telefon: 070-990 48 34
maria.farm@regionstockholm.se