







## Småvolymrör (Mikrorör) för kapillärprovtagning

\*Artikelnummer

### Mikrorör


MediCarrier

	Serumrör med gel, gul propp	Innehåller koagulationsaktivator	* 67714 Benämning i MediCarrier Gul propp
	Serumrör utan gel, röd propp	Innehåller koagulationsaktivator	* 67716 Benämning i MediCarrier Röd propp
	K2 EDTA-rör, lila propp		* 48628 Benämning i MediCarrier K2 EDTA Lila propp
	Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp		* 67710 Benämning i MediCarrier Mintgrön propp
	Na-fluorid/K-oxalatrör, grå propp		* 67706 Benämning i MediCarrier Grå propp
	Li-heparinrör utan gel, mörkgrön propp		* 67712 Benämning i MediCarrier Grön propp
Bild kommer inom kort	Mikrorör för automatiserade Hematologiska analyser EDTA-rör, lila propp	Med penetrerbar propp	* 99741 K2 EDTA Lila propp

MediCarrier

\* Artikelnummer

### Venprovtagningsrör för liten volym till provtagning på barn och svårstuckna

	Mikrorör Na-Citrat 3,2% 1 mL (MiniCollect)	Används till venös provtagning för koagulationsanalyser	Artikelnummer MediCarrier 90986
---	---	---	---------------------------------------