








2019-06-24

Småvolymrör (Mikrorör) för kapillärprovtagning

 *Artikelnummer
 MediCarrier

Mikrotainer Mikrogard (BD)

	Serumrör med gel, gul propp	Innehåller koagulationsaktivator	* 67714
	Serumrör utan gel, röd propp	Innehåller koagulationsaktivator	* 67716
	EDTA-rör, lila propp	Se även Mikrotainer MAP (BD) EDTA-rör	* 67708
	Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp		* 67710 Benämning i MediCarrier Mintgrön propp
	Na-fluorid/K-oxalatrör, grå propp		* 67706
	Li-heparinrör utan gel, mörkgrön propp		* 67712
	Mikrotainer MAP (BD) EDTA-rör, lila propp	Med penetrerbar propp	* 67717


Småvolymrör (Mikrorör) för kapillärprovtagning

Mikrovette 500 Sarstedts

* Artikelnummer
MediCarrier

	EDTA-rör, lila propp		*48628
	Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp		*58785
	Na-fluorid/K-oxalatrör, grå propp		* 58784

Venprovtagningsrör för liten volym till provtagning på barn och svårstuckna

	Mikrorör Na-Citrat 3,2% 1 mL (MiniCollect)	Används till venös provtagning för koagulationsanalyser	Artikelnummer MediCarrier 90986
---	---	---	---------------------------------------