

Klinisk Kemi och
Laboratorier för närvård och preanalys

FÖR BARN

Patientanvisning för urinsamling (dygnsmängd) med saltsyra för bestämning av:

Särskilda föreskrifter:

Observera!

Dunken (0,5 liter) innehåller 4 mL 6M saltsyra (frätande).
Förvaras oåtkomligt för barn. Barnet får inte kissa direkt i dunken!

Förberedelser:

Använd endast godkända dunkar som hämtas på laboratoriet eller mottagningen.

All urin samlas i dunken med tillsats under 24 timmar.

Om barnet av misstag kissar direkt i toaletten under samlingsperioden betraktas urinsamlingen som misslyckad. Tag kontakt med laboratoriet eller mottagningen för att få en ny dunk och börja samlingen på nytt.



Gör så här:

Låt barnet kissa i toaletten på morgonen (till exempel kl. 07:00).

Denna urin sparas inte. Anteckna tiden.

Därefter samlas **all urin** under de följande 24 timmarna i dunken.

När barnet kissar morgonen därpå (till exempel kl. 07:00) ska **även denna urin sparas i dunken.** Anteckna tiden.

Förvara gärna dunken svalt under samlingstiden.
För vissa prover **måste** dunken förvaras svalt.

Observera att dunken endast får fyllas till strecket (0,4 liter). Är dygnsmängden mer än 0,4 liter måste samlingen ske i flera dunkar.

Dunken/dunkarna märks med namn, personnummer, datum samt samlingstiden och lämnas därefter till laboratoriet.