

LAPSET

Virtsankeräyksen (vuorokausivirtsa) potilasohjeet; suolahappolisällä

.....määritystä varten

Erityisohjeet:

Huomioikaa!

Säiliö (0,5 litraa) sisältää 20 ml 6 mol/l suolahappoa (syövyttävää).
Säilytetään lasten ulottumattomilla. Lapsi ei saa virtsata suoraan säiliöön!

Valmistelut:

Käytä ainoastaan hyväksytyjä säiliöitä,
jotka noudetaan laboratoriosta tai vastaanotolta.

Koko virtsamäärä kerätään 24 tunnin aikana säiliöön, johon on
lisätty lisäainetta.

Virtsankeräystä pidetään epäonnistuneena, mikäli lapsi
keräyksen aikana vahingossa virtsaa suoraan WC-altaaseen.
Ota yhteyttä laboratorioon tai vastaanotolle uuden säiliön
saamiseksi ja keräyksen aloittamiseksi alusta.



Toimi näin:

Anna lapsen aamulla tyhjentää rakko WC-altaaseen (esimerkiksi klo 07:00). **Tätä virtsaa ei oteta talteen.** Kellonaika merkitään muistiin.

Sen jälkeen **koko virtsamäärä** seuraavien 24 tunnin aikana kerätään säiliöön.

Kun lapsi seuraavana aamuna (esimerkiksi klo 07:00) tyhjentää rakon, **otetaan myös tämä virtsa talteen.** Kellonaika merkitään muistiin.

Keräysaikana virtsa-astia säilytetään viileässä.
Keräysastia on määrättyjä kokeita varten **säilytettävä** viileässä.

Huomioi että säiliö täytetään vain viivaan saakka (0,4 litraa). Jos vuorokausivirtsa kertyy enemmän, sitä on kerättävä useampaan säiliöön.

Säiliöön/säiliöihin merkitään nimi, henkilönumero, päiväys sekä keräysajankohta, minkä jälkeen se/ne toimitetaan laboratorioon.