

Ek maddesiz bidona idrar toplama iřlemine (bir tam g nl k miktar) iliřkin hastayı y nlendirme bilgileri tespit konusu:

İřlem iin  zel kurallar:.....

Hazırlıklar:

Sadece laboratuvarдан ya da hasta kabul servisinden alınan onaylı bidonları kullanınız.

T m idrar, ilave maddesiz bir bidonda 24 saat s reyle toplanır.

İdrarın toplanacađı s re iinde idrarınızı yanlıřlıkla tuvalete yaparsanız, idrar toplama iřlemi başarısız olmuř sayılır. Yeni bir bidon almak ve idrar toplama iřlemine yeniden bařlamak iin laboratuvarla ya da hasta kabul servisiyle irtibat kurunuz.



ř yle yapınız:

Sabah idrarınızı tuvalette yapınız ( rn., saat 07.00'de).
Bu idrar muhafaza edilmeyecektir. Saatini not ediniz.

Sonra, bunu izleyen 24 saat s resince **t m idrar** bidonda toplanacaktır.

Bir sonraki sabah idrarınızı yapınız ( rn., saat 07.00'de).
Bu idrar da bidonda toplanacaktır. Saatini not ediniz.

İdrarı toplama iřlemi boyunca bidon serin yerde muhafaza edilirse iyi olur. Bazı numuneler iin bidonun serin yerde muhafaza edilmesi **zorunludur.**

Etikete ad, kimlik no, tarih ve toplama s resi yazılarak bidon/bidonlar iřaretilendikten sonra laboratuvara bırakılır.