



Attrapp för Pleuratappning/ Torakocentes

Praktisk träning på KTC Kliniskt Träningscentrum
för personal och studenter på
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

[Kliniskt Träningscentrum, Solna](#)

www.karolinska.se/ktcsolna

[Nationella KTC](#)

[Internationella KTC](#)

[Bokningsförfråga, Solna](#)

Karolinska Universitetssjukhuset
Telefon: 08 - 517 700 00



Användningsområde

Pleuratappning - Torakocentes

Vårdhandboken

[Pleuratappning - Torakocentes](#)

[Testa dina kunskaper - Vårdhandboken](#)

Procedurfilm på engelska NEJM

[Pleuratappning - Torakocentes](#)




Procedur

1. Patientens läge
2. Hygienhantering
 - klädregler
 - handhygien
 - huddesinfektion
3. Uppdukning av material/utensilier
4. Utförande
5. Provtagning
6. Dokumentation



Steril uppdukning

Vätskesvar från lungsäck



Personalsäkerhet ger patientsäkerhet

Kliniskt träningscentrum är avsett för praktisk träning på attrapper, simulatorer och teknisk apparatur för att minska riskerna för patientskador.

Personalen blir säkrare i sin yrkesroll, sitt teamarbete och blir därmed mer professionell.

Vinster med en Pleuratappnings- attrapp

- **Utbildningsvinster** för studenter och personal
- **Säkerhetsvinster** för patienterna
- **Kvalitetsäkring** för vården



Metodrummen på KTC Solna är utrustade med datorer för undervisningsfilmer, e-learning och utbildningsprogram

Helhetskoncept på KTC Film - Attrapp - Simulator



Idé och utvecklad av:
Eva Östling och Christina Häggglund
Kliniskt Träningscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna