

Till provtagare av laboratorieanalyser i CGMJ4

- Förändringar i CGMJ4 beställningar av laboratorieanalyser

Den 15 maj uppdaterar Karolinska Universitetslaboratoriet analysortimentet för elektroniska beställningar i CGMJ4.

Mer information finns även på <http://www.karolinska.se/analyiskatalog>

Datum för kommande uppdateringar 2019:

27 november

Var god se respektive provtagningsanvisning för utförlig information om förändringar i provhantering!

Innehåll

Ändringar av befintliga analyser	2
Nya analyser	3
Kontaktuppgifter	3

Ändringar av befintliga analyser

Provhantering

Följande analyser har förändringar i provtagning, provhantering eller provtagningsmateriel. Var god se respektive provtagningsanvisning för mer information.

Ändrad analys	Kort information	Utförande laboratorium
Trc-ASPI(Multiplate), Trc-ADP(Multiplate), Trc-TRAP(Multiplate)	Nytt rör för provtagning, se provtagningsanvisning . Om lager finns av det gamla röret så går det bra att använda det till utgångsdatum.	Klinisk kemi och KUL 24Sju

Ändrad analys	Utförande laboratorium
Helicobacter pylori IgG - S	Klinisk mikrobiologi
HIV 1/HIV 2-Ak/Ag - S	
S-HIV 1/HIV 2-Ak/Ag, fert	
S-HIV 1-/HIV 2-Ak/Ag, grav	
Influensa/RSV - Nf och Luftvägsvirus - Nf.	
Norovirus-RNA - F, Noro, Rota - F och GE virus utvidg - F	
Norovirus-RNA - Kräkn och Noro, Rota - Kräkn	
Rubella IgG (ToRCH) - S	
Rubella IgM - S	
Varicella zoster IgG - S	
Varicella zoster IgM - S	
Tuberkulos-Ag IGRA-B	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
S-Jordnöt-ak IgE (reflex Ara h 2,8)	
S-Hasselnöt-ak IgE (reflex Cor a 1,9,14)	

Justeringar av analysnamn

Tidigare analysnamn	Nytt analysnamn	Utförande laboratorium
S-GAD-ak neuronal	S-GAD65-ak IgG neuronal	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
P-Glukos gr (0min)	P-Glukos gr (0 h)	Klinisk kemi och KUL 24Sju
P-Glukos gr (60 min)	P-Glukos gr (1 h)	Klinisk kemi och KUL 24Sju
P-Glukos gr (120min)	P-Glukos gr (2 h)	Klinisk kemi och KUL 24Sju
S-Vete IgG4	S-Vete IgG4 specialistanalys	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya analyser

För mer information om våra nya analyser var god se respektive provtagningsanvisning samt nyheter på Karolinska.se/lab

Ny analys	Kort information	Utförande laboratorium
S-Akut infliximab koncentration	Akut analys av infliximab-koncentration i serum	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
DNA-FIX gensekvensering	Ny specialkoagulationsanalys	Klinisk kemi och KUL 24Sju
DNA-FIX exonsekvens	Ny specialkoagulationsanalys	Klinisk kemi och KUL 24Sju
fPt-Glubel, grav.	Glukosbelastning, gravida blir elektroniskt beställningsbar fr o m den 15 maj.	Klinisk kemi och KUL 24Sju
fPt-Glubel.	Glukosbelastning blir elektroniskt beställningsbar fr o m den 15 maj	Klinisk kemi och KUL 24Sju
Helicobacter pylori-Vävnad	Molekylär diagnostik	Klinisk mikrobiologi
P-Kalprotektin	Ny markör för leukocytaktivering.	Klinisk kemi och KUL 24Sju
X-Kalprotektin	Ny analys. Kan används för bl a ledvätska. Dock ej för feces.	Klinisk kemi och KUL 24Sju
P-Mixning PK(INR)	Ny specialkoagulations analys	Klinisk kemi och KUL 24Sju
P-Mixning APT-tid	Specialkoagulationsanalys. Elektroniskt beställningsbar blir elektroniskt beställningsbar fr o m den 15 maj. Tidigare namn "P-APT-tid (mixning)".	Klinisk kemi och KUL 24Sju
S-THSD7A-ak IgG	-	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
S-Zink Transporter 8-ak	-	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Övrig (imm) Allergen	-	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Övrig (imm) Autoantikroppsanalys	-	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Övrig (imm) Kvalitetskontrollprov	-	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
S-21-hydroxylas(21-OH)-ak	-	Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kontaktuppgifter

Information om förändringar i Karolinska Universitetslaboratoriets analysortiment hittar du även på www.karolinska.se/lab sök på "analyskatalog"

Har du frågor om ändringarna i analysortimentet?

Kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet:

Tel: 08-517 719 99

E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se