
















Uppdaterad:  
2019-04-17

## Övrigt provtagningsmateriel

Bild på material	Benämning	Information	Artikelnummer i MediCarrier
	Centrifugrör koniskt, PS (polystyren)	Genomskinlig med blå skruvkork Rörstorlek 12 mL	64262
	Sterilt provrör, PP (polypropylen)	Med vit skruvlock	67741
	Graderat centrifugrör, koniskt, PP (polypropylene)	Rörstorlek 15 mL	67656
	Sedimentrör	Vacuumrör för urinprov. Med konserveringsmedel	67721
	Hållare med överföringsstrå	För överföring av urin till vacuumrör	67720
	Rör för avhällning av t.ex. serum eller plasma	Preparatrör med rund botten, 5 mL	Rör: 67791 Propp: 58473
	Fecesrör	Med sked inklusive transporthylsa	67791
	ACTIM fecal blood test, F-Hb	Provtagningsrör till Hemoglobin i feces	89131

	Burk med skruvlock	Att lämna till patient för provtagning av stickprov urin	87741
	Transporthylsa för provrör		58717 (126x30mm) 67668 (85x30 mm)
	Kryrorör PP, sterilt 2 mL	Avhållningsrör för demensmarkörer i spinalvätska (Csv)	30050
	Provtagningsburk, mörk plast	Till porfyriner i feces	67456
	Dunk med bärhandtag och skruvlock, 2,5 L	För vissa urinsamlingar krävs Saltsyra (HCl) Beställs i Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik	87792
	Objektglas och Objektglasask	För tejpprov, malaria utstryk mm	Objektglas: 67600 Objektglasask: 3845
	Salivette-rör utan tillsatts	Till Saliv-Kortisol	Beställs i Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik

Vid frågor, kontakta vår kundservice

Telefon: 08-517 719 99

E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se