

## Virtsankeräyksen (vuorokausivirtsa) potilasohjeet; lisäaineeton

.....määritystä varten

Erityisohjeet: .....

### Valmistelut:

Käytä ainoastaan hyväksytyjä säiliöitä,  
jotka noudetaan laboratoriosta tai vastaanotolta.

Koko virtsamäärä kerätään 24 tunnin aikana säiliöön, johon  
on lisätty lisäainetta.

Virtsankeräystä pidetään epäonnistuneena, mikäli potilas  
keräyksen aikana virtsaa vahingossa suoraan WC-  
altaaseen. Ota yhteyttä laboratorioon tai vastaanotolle uuden  
säiliön saamiseksi ja keräyksen aloittamiseksi alusta.



### Toimi näin:

Rakko tyhjennetään aamulla WC-altaaseen (esimerkiksi klo 07:00). **Tätä virtsaa ei oteta talteen.** Kellonaika merkitään muistiin.

Sen jälkeen **koko virtsamäärä** seuraavien 24 tunnin aikana kerätään säiliöön.

Rakko tyhjennetään seuraavana aamuna (esimerkiksi klo 07:00). **Myös tämä virtsa otetaan talteen.** Kellonaika merkitään muistiin.

Keräysaikana virtsa-astia säilytetään viileässä.  
Astia on määrättyjä kokeita varten **säilytettävä** viileässä.

Säiliöön merkitään nimi, henkilönumero, päiväys sekä keräysajankohta, minkä jälkeen se toimitetaan laboratorioon.