

Ärende/Dnr:
2019-01-15

Rekommenderad rörordning vid kapillär provtagning


Nedan följer Karolinska Universitetslaboratoriets rekommenderade rörordning för kapillär provtagning.

Kapillär provtagning är främst ett komplement till venös provtagning.

1. EDTA-rör, lila propp




2. Li-Heparinrör utan gel, mörkgrön propp



3. Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp



4. Na-fluorid/k-oxalatrör, grå propp



5. Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp



6. Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp

