

*Många laboratoriemedicinska undersökningar utgör underlag för diagnos och behandling. För att leverera tillförlitliga och korrekta resultat behöver utförandet och analysmetoderna vara kvalitetssäkrade. PNA-kvalitetssäkringsstöd erbjuds av Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL)*

### Varför PNA-kvalitetssäkringsstöd?

- Säkerställa korrekta mätresultat för patientnära analyser
- Stöd för att uppfylla PNA-riktlinjer/auktorisationskrav

### PNA-kvalitetssäkringsstöd

- Utbildning av PNA-ombud: analys och preanalys
- Behörigheter
- Användarinstruktioner för analysmetoder
- Metodkontrollsystem
- Rådgivning
- Möjlighet till nätverksuppkoppling för överföring av provsvar till journalsystem
- Nätverksträffar/vidareutbildning för PNA-ombud
- Support måndag-fredag kl. 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.00)
- Uppföljningsmöte

### Analys

- Glukos
- Hb
- CRP
- Streptokocker grupp A
- U-status, U-hCG
- Mononukleos
- HbA1c
- Blodgaser
- PK

### Vårdenhet med PNA

- Utser en eller flera PNA-ombud
- Köper instrument/utrustning, reagens, interna och externa kontroller
- I förekommande fall teckna serviceavtal för instrument och centrifug
- Följer givna kvalitetssäkringsrutiner från KUL inklusive utförande och utvärdering av regelbundna metodkontroller
- Deltar i uppföljningsmöte
- Verksamhetschefen ansvarar för mätresultaten

**PNA-support**

**08-123 910 69**

[KUL-PNA-Support@karolinska.se](mailto:KUL-PNA-Support@karolinska.se)

[www.karolinska.se/lab](http://www.karolinska.se/lab) (rubrik PNA)

## Kvalitetssäkringsstöd av patientnära analyser, PNA



Uppdaterat 2016-10-17